










Typen Einwegbehälter und max. Anzahl je Arbeitszyklus:

NT-CB-1	Topf für Toilettenstuhl		3
SET-NT-CB-1	Topf für Toilettenstuhl mit Deckel		2
PM-3	Bettpfanne		3
SET-PM-3	Bettpfanne mit Deckel		2
UB-1	Urinflasche		5
SET-UB-1	Urinflasche mit Deckel		4
SET-UB-1	Urinflasche mit Deckel und Urinbindepack		4
SET-UB-1	Urinflasche mit Deckel und Messstreifen		4
EM-2	Nierenschale		6

WARNUNG! Im Gerät dürfen nur die vom Hersteller und Vertreiber empfohlenen Einwegbehälter liquidiert werden. Es ist nicht zur Liquidierung von Gummihandschuhen, Injektionsspritzen, Papierwindeln, Inkontinenzeinlagen, Verbänden oder Metallgegenständen etc. geeignet. Falls Sie vermuten dass solche Gegenstände sich in dem ECO-Finisher-Macerator befinden, kontaktieren Sie den technischen Mitarbeiter der Einrichtung.